

> [Гаджеты](#) > Маска для лица TheraMask Glo (TF0004349-3A20) (White)

Маска для лица TheraMask Glo (TF0004349-3A20) (White)

В наличии

Код товару: 859172



18 499 грн

Купить

В кредит від 934 грн

Також рекомендуємо:

Гарантия 1 год

від 4 050 грн

Гарантия 2 года

від 5 973 грн


Гарантия 3 года

від 7 087 грн


Способы доставки:

 Самовывоз с магазина


бесплатно

 Курьерская доставка по Львову

от 200 грн

 Отделение Новой Почты

бесплатно 

 Курьерская доставка Новая Почта

от 50 грн

Маска для лица TheraMask Glo TF0004 White — LED-терапия лица в домашних условиях

TheraMask Glo TF0004 — современное устройство для LED-фотодинамической терапии лица, которое позволяет ухаживать за кожей без инвазивных процедур и дорогостоящих визитов к косметологу. Маска использует несколько длин волн света для воздействия на разные потребности кожи: красный свет стимулирует выработку коллагена и ускоряет регенерацию, синий — помогает бороться с акне и воспалениями, жёлтый — выравнивает тон кожи и уменьшает покраснения.

подбородок одновременно.



Несколько режимов интенсивности и световых сценариев позволяют адаптировать процедуру под индивидуальные потребности кожи. Сеанс занимает всего несколько минут, что делает использование маски удобным даже при плотном графике — её легко встроить в утреннюю или вечернюю рутину ухода.

Регулярное использование способствует улучшению текстуры кожи, уменьшению видимости морщин, осветлению пигментации и общему выравниванию тона. Эффект накопительный — кожа выглядит более здоровой и ухоженной уже через несколько недель.

Встроенный аккумулятор обеспечивает автономную работу без подключения к сети, а простая система управления позволяет быстро выбрать режим и запустить процедуру одним нажатием. Маска легко очищается после использования и не требует сложного ухода.



Для кого и как часто использовать TheraMask Glo

TheraMask Glo подходит для тех, кто хочет усилить базовый уход за кожей лица современными аппаратными методами. Она станет отличным решением для людей с неровным тоном кожи, признаками усталости, первыми морщинами или склонностью к высыпаниям.

Рекомендуется использовать маску 3–5 раз в неделю в зависимости от выбранного режима и состояния кожи. Благодаря мягкому воздействию LED-света процедура комфортна и не требует периода восстановления.

Устройство подходит для большинства типов кожи, однако при наличии дерматологических заболеваний или повышенной чувствительности рекомендуется проконсультироваться со специалистом перед началом использования.



Почему стоит купить TheraMask Glo TF0004 White в Apple Room

Покупая TheraMask Glo TF0004 White в Apple Room, вы получаете оригинальное устройство с официальной гарантией и подтверждённым качеством. Магазин предлагает быструю доставку по Украине, актуальные модели и профессиональную консультацию перед покупкой.

Специалисты Apple Room помогут подобрать оптимальный режим использования, дадут рекомендации по уходу за кожей в сочетании с LED-терапией и подскажут, как получить максимальный эффект от устройства. Удобные способы оплаты, поддержка после покупки и внимательный сервис делают процесс приобретения простым и комфортным.